



だえき  
唾液検査を受けられる方へ  
下記の手順で、唾液の採取をお願いします

## ○採取前の準備

①検査の30分前から飲食、はみがき、うがいをしない。（たばこ、飴、ガム等も不可）

## ○唾液の採取

- ② 唾液を入れる容器を使用する。ご自分のお名前と間違いないか、ご確認ください。
- ③ フタを取り、ストローを容器の中に入れる。ストローを使って唾液を入れてください。  
（容器の中は滅菌されているのでさわらないでください。）



容器に書いてある線（約4ml）まで  
唾液を入れてください。  
泡は含みません。

- ④ 唾液を入れ終わったら、フタをしっかりと閉めてください。
- ※ストローは容器の中には入れないでください。
- ⑤ 容器の表面を同封のアルコール綿で消毒する。
- ⑥ 所定のチャック付きポリ袋に容器を入れる。
- ⑦ 提出まで時間があるときは、冷蔵保存する。
- ⑧ 最後にせっけんで手を洗う。

ストローとアルコール綿は、ビニール袋等に入れてご自宅で処分してください。