

## 検査容器の作成準備方法について

### 【検査容器について】

検査容器には2種類あります。  
検査容器の間違いないようお願いいたします。

- ・鼻咽頭用:液体が入っています。
- ・唾液用:中には何も入っていません。

唾液用




鼻咽頭用



### ●下記の手順に従って、検体採取前に検査容器を作成してください。

- ① 保健所から渡しているシールに、保健所から指定された番号を油性ペンで書く。



- ② シールを容器のふたに貼る。



- ③ シールの上からセロハンテープを貼る。



- ④ 検体番号とカタカナでフルネームを書いた紙を容器本体にセロハンテープで貼る。



- ⑤ 完成

・鼻咽頭の容器も唾液の容器も同じように容器作成をしてください。

・検体採取後、アルコール消毒しますので、必ずセロハンテープを貼る。

